
Dosage de l'acide lactique par la soude



Produit ionique de l'eau

$$[H_3O^+].[HO^-] = Ke$$

$$[HO^-] = \frac{Ke}{[H_3O^+]}$$

Conservation de la matière

$$[A^{-}] + [AH] = \frac{Ca. Va}{Va + Vb} = C'a$$
$$[AH] = C'a - [A^{-}]$$

Constante d'acidité

$$Ka = \frac{[A^{-}] \cdot [H_{3}O^{+}]}{[AH]}$$

$$Ka = \frac{[A^{-}] \cdot [H_{3}O^{+}]}{C'a - [A^{-}]}$$

$$Ka \cdot (C'a - [A^{-}]) = [A^{-}] \cdot [H_{3}O^{+}]$$

$$Ka \cdot C'a = [A^{-}] \cdot ([H_{3}O^{+}] + Ka)$$

$$[A^{-}] = \frac{Ka \cdot C'a}{[H_{3}O^{+}] + Ka}$$

Electro-neutralité

$$[Na^{+}] + [H_{3}O^{+}] = [A^{-}] + [HO^{-}]$$

$$[Na^{+}] + [H_{3}O^{+}] = \frac{Ka.C'a}{[H_{3}O^{+}] + Ka} + \frac{Ke}{[H_{3}O^{+}]}$$

$$[Na^{+}].[H_{3}O^{+}] + [H_{3}O^{+}]^{2} = \frac{Ka.C'a.[H_{3}O^{+}]}{[H_{3}O^{+}] + Ka} + Ke$$

$$[Na^{+}].[H_{3}O^{+}].([H_{3}O^{+}] + Ka) + [H_{3}O^{+}]^{2}.([H_{3}O^{+}] + Ka) = Ka.C'a.[H_{3}O^{+}] + Ke.([H_{3}O^{+}] + Ka)$$

$$[Na^{+}].[H_{3}O^{+}]^{2} + [Na^{+}].Ka.[H_{3}O^{+}] + [H_{3}O^{+}]^{3} + Ka.[H_{3}O^{+}]^{2} = Ka.C'a.[H_{3}O^{+}] + Ke.[H_{3}O^{+}] + Ke.Ka$$

$$[H_{3}O^{+}]^{3} + [H_{3}O^{+}]^{2}.(Ka + [Na^{+}]) + [H_{3}O^{+}].([Na^{+}].Ka - Ka.C'a - Ke) - Ka.Ke = 0$$